

Einweisungsprotokoll Autoklav TT+ 23

- | | |
|---|--|
| <p>1. Umgebung prüfen/ Geräteposition
Einbaumaße/ Wandabstand/ leichte Neigung
<input type="checkbox"/> _____</p> | <p>2. Stromanschluß (wenn möglich)
Absicherung, Kabel
<input type="checkbox"/> _____</p> |
| <p>3. Innenraum / Filter
Ventile und Filterwechsel
<input type="checkbox"/> _____</p> | <p>4. Grundkorb und Einsatzkörbe prüfen
Einsatzkörbe in Ordnung
<input type="checkbox"/> _____</p> |
| <p>5. Wasser Einfüllen/ Ablassen
Wasser einfüllen, Abwasser, Ventile vorne
<input type="checkbox"/> _____</p> | <p>6. Richtiges Bestücken der Maschine
Verpackt. unverpackt
<input type="checkbox"/> _____</p> |
| <p>7. Tür schließen
Richtiges andrücken der Tür
<input type="checkbox"/> _____</p> | <p>8. Menü
gesamtes Menü zeigen
<input type="checkbox"/> _____</p> |
| <p>9. Programme
Sterilisations- und Testprogramme (z.B. Vakuumtest)
<input type="checkbox"/> _____</p> | <p>10. Fehlermeldungen
siehe BDA, Fehlermeldungen
<input type="checkbox"/> _____</p> |
| <p>11. Wartung
jährliche Wartung/ 1000 Zyklen
<input type="checkbox"/> _____</p> | <p>12. Notentriegelung
<input type="checkbox"/> _____</p> |
| <p>13. Gerätepflege
Außen, Türdichtung, Innenreinigung ohne Chemie
<input type="checkbox"/> _____</p> | <p>14. Gerät in beliebigen Zyklus starten (optional)
<input type="checkbox"/> _____</p> |
| <p>15. Hinweis auf Produktvideo
<input type="checkbox"/> _____</p> | <p>16. Hinweis Protokoll-Software
<input type="checkbox"/> _____</p> |

Seriennummer Gerät: _____

Praxis _____

Eingewiesene Mitarbeiter:

Datum, Ort _____

Einweisung erfolgte durch (Name/ Unterschrift) _____