

Prüfungsinhalte Ihrer jährlichen Wartung

Autoklav TT+ 23

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorbeugende Wartungen und regelmäßige Kontrollen erhöhen die Betriebssicherheit Ihres Autoklav TT+ 23 und vermeiden unnötige Reparaturen.

Die jährliche Wartung wird durch einen IC Medical Servicetechniker durchgeführt und umfasst folgende Leistungen entsprechend Ihrer aktuellen Zyklenzahl:

- Prüfen der Geräteeinstellungen
- Säuberung der Türdichtung
- Austauschen des Luftfilters
- Säuberung des Siebes
- Säuberung der Kammer
- Säuberung des Wassertanks

Als Abschluss der jährlichen Wartung wird ein Vakuumtest durchgeführt sowie die DGUV V3 Prüfung durchgeführt. Die Dauer der jährlichen Wartung beträgt 30 Minuten.

Bei Interesse füllen Sie bitte den Antwortbogen auf der Rückseite aus und

- faxen diesen an 07181 70 60 - 99 oder
- senden uns eine E-Mail an support@icmedical.de

Ihr IC Medical Team