



*Das effiziente Modul für Ihren
validen Hygieneprozess*

**Hallo
Zukunft!**

Der TT+ 23 B-Klasse Autoklav erweist sich als effizientes Modul in Ihrem Hygieneprozess. Erleben Sie einen Autoklav der neuen Generation!

Die hohe Effizienz des TT+ 23 spart Zeit und Kosten. Die Herstellung nach höchsten Qualitätsansprüchen garantiert durch hohe Produktionskompetenz ein technisch ausgereiftes und erprobtes Sterilisationssystem für den täglichen und zuverlässigen Einsatz in Ihrer Praxis.

Hervorragendes Design

Form follows function – die Sicherheit in der Aufbereitung steht an oberster Stelle. Auch wenn der Spielraum für das Design gering ist, zeigt der TT+ 23 eine einzigartige und formschöne Kontur. Das Produktdesign zeichnet die hohe Leistung und Qualität in sehr ansprechender und zugleich funktionaler Ästhetik aus. Klare Linien heben die relevanten Merkmale wie die hochwertige Öffnungstechnik der Türe hervor und weisen auf eine elegante Designlinie der Front hin. Das Produktdesign integriert sich somit hervorragend in moderne Hygienezeilen und überzeugt eindeutig. Der Material- und Farbmix entspricht dem aktuellen Zeitgeist und folgt dem gesamten Produktdesign der IC Medical Produktfamilie. Der TT+ 23 beweist, dass ein ansprechendes Design umsetzbar ist.

Höchste Performance

Das große und sehr gut ablesbare Display überzeugt durch die einfache Menüführung und klare Bezeichnung der einzelnen Funktionen. Eine intuitive Bedienung wird gewährleistet und garantiert somit effizientes und sicheres Arbeiten mit dem TT+ 23. Sämtliche Prozessparameter sind visualisierbar und erlauben eine präzise Kontrolle der einzelnen Prozesse. Die schnellen Sterilisationsprozesse erlauben eine effiziente Aufbereitung und vermeiden lange Standzeiten der Instrumente.

Sichere Dokumentation

Mit dem integrierten Drucker können Sie einfach und schnell die jeweiligen Kontrolldaten der Zyklen abrufen und ausdrucken. Optional kann der TT+ 23 auch mit einem USB Datenträger konnektiert werden. Diese effiziente Option erhalten Sie selbstverständlich ohne Aufpreis!



Einzigartig zuverlässig

Sorgfältig ausgewählte Komponenten und zuverlässige Bauteile gewährleisten einen reibungslosen Betrieb des Sterilisators. Nutzen Sie die hohe Prozesssicherheit um Ihre Abläufe bei der Aufbereitung von Medizinprodukten effizient zu gestalten. Stetige Prüfungen im Werk, Auditierung der

Lieferanten und eine präzise Kontrolle der verwendeten Bauteile sind nur einige Aspekte, welche den hohen Qualitätsanspruch sicherstellen um Ihnen die effiziente Aufbereitung auch langfristig zu gewährleisten.

Sicherheit

Der TT+ 23 entspricht den normativen Anforderungen und gewährleistet Ihnen als Betreiber eine rechtliche Sicherheit im Aufbereitungsprozess von Medizinprodukten. Eine Sicherung mittels Code erlaubt nur zugelassenen Nutzern die Verwendung des TT+ 23 und verhindert damit effektiv die Fremd-

einwirkung in den Aufbereitungsprozess. Der TT+ 23 erledigt zuverlässig die Sterilisation so dass Sie sich um das Wohl der Patienten kümmern können. Eine effiziente Partnerschaft für die moderne Praxisführung!

Der TT+ 23 B-Klasse Autoklav entspricht der Norm **DIN EN 13060**.



Lieferung inkl. Grundgestell mit 4 Einsatzkörben

Optional empfehlen wir Ihnen unseren Aufnahmekorb zum Einbringen von Sterilgut

Sterilisationszeiten

Sterilisationszyklen	Unverpackt	Verpackt	Prion	Schonprogramm (z.B. Gummi)	Struktur & Baumwolle
Temperatur	135 – 135,5 °C	135 – 135,5 °C	135 – 135,5 °C	121 – 122 °C	121 – 122 °C
Druck	2,2 bar	2,2 bar	2,2 bar	1,1 bar	1,1 bar
Dauer der Sterilisationsphase	5,5 min	5,5 min	20,5 min	20,5 min	20,5 min
Dauer der Trocknung	9 min	13 min	9 min	9 min	18 min
Gesamte Dauer inkl. Trocknung	ca. 45 – 55 min	ca. 45 – 55 min	ca. 48 – 52 min	ca. 36 – 38 min	ca. 50 – 52 min

Programme

Prionen-Programm	134 °C / 20,5 min
Verpackt	134 °C / 5,5 min
Unverpackt	134 °C / 5,5 min
Verpackt/ Schonprogramm	121 °C / 20,5 min

Verbrauchsmaterial und mehr

Montageplatte
Türdichtung
5 Liter Prozesswasser (destilliert) für TT+ 23
Thermopapier für internen Drucker
Entnahmegriff blau
Zusätzliches Grundgestell mit 4 Einsatzkörben
Aufnahmekorb für Sterilgut
USB Stick



Service

IC Medical unterstützt Sie auch nach dem Kauf. Ob es sich um geplante Wartungen oder Instandsetzungen handelt – der Service stellt für IC Medical einen wichtigen Bestandteil zur nachhaltigen Kundenorientierung dar.

Mit unseren Werkstechnikern und Servicepartner gewährleisten wir ein deutschlandweites Servicenetz. Ersatzteile in Erstausrüsterqualität sind stets bei IC Medical am Lager. Verlassen Sie sich auf ein kompetentes und kundenorientiertes Team.

Denn wir wissen: Der Kauf eines Gerätes ist nur ein kleiner Teil einer erfolgreichen und zufriedenstellenden Geschäftsbeziehung.



Technische Daten

Volumen in Liter	23
Klasse	II b
Geräteabmessungen (HxBxT)	401 x 471 x 667 mm
Kammerlänge	450 mm
Kammerdurchmesser	245 mm
Gewicht	53 kg
Strom	220 V~ 230V, 50 HZ
Watt	1800 VA
Integrierter Wassertank	Ja
Festwasseranschluss	Nein
Integrierter Drucker	Ja
USB	Ja
Ladefähigkeit	3,21kg/cm ²

Lieferumfang

Autoklav TT+ 23 inkl. 4x Einsatzkörbe mit Grundgestell, Entnahmegriff, USB Stick mit Software, Schlauch Brauchwasser, Schlauch Frischwasser, Papier für internen Drucker

Der TT+ 23 wird Ihnen einsatzbereit geliefert!



IC Medical GmbH
Schorndorfer Str. 67
73635 Rudersberg-Steinberg
Deutschland

Telefon: + 49 (0) 7181 / 7060-0
Fax: + 49 (0) 7181 / 7060-99
E-Mail: info@icmedical.de
www.icmedical.de